



La formation des **secouristes**  
en milieu de travail

**MODE D'EMPLOI DU DÉFIBRILLATEUR  
EXTERNE AUTOMATISÉ (DEA)**

# Mode d'emploi du DEA

**Vérifier si les lieux sont sécuritaires.**

**Coucher la personne sur le dos sur une surface ferme et plane.**

1. Vérifier l'état de conscience.
2. Alerter les services préhospitaliers d'urgence et demander un DEA.
3. Pratiquer la réanimation cardiorespiratoire (RCR)\* en attendant l'arrivée du DEA.
4. Ouvrir l'étui et mettre le DEA en marche.
5. Dénuder le thorax de la personne.
6. Choisir les électrodes appropriées, détacher la membrane protectrice, placer les électrodes correctement et suivre les instructions.
7. S'éloigner de la personne pour permettre à l'appareil de faire une bonne analyse.
8. Sans toucher à la personne, appuyer sur le bouton « CHOC » s'il est indiqué de le faire.
9. Reprendre la RCR immédiatement en effectuant des compressions thoraciques (30:2).
10. Continuer les cycles de 30 compressions/2 insufflations jusqu'à l'arrivée des services préhospitaliers d'urgence ou jusqu'à la demande d'une deuxième analyse, ou encore jusqu'à ce que l'état de la personne change.

\*Pour un enfant, faire 5 cycles de RCR (environ 2 minutes) avant d'utiliser le DEA.

**Téléchargez l'application  
mobile sur l'App Store  
et Google Play!**



**Secourisme**

[cnesst.gouv.qc.ca/secourisme](http://cnesst.gouv.qc.ca/secourisme)

***CNESST***  

---

---